

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 08:30

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/brzeszczoty-do-oscylacyjnej-mikro-pily-chirurgicznej-5096-p-17.html>



Brzeszczoty do oscylacyjnej mikro-piły chirurgicznej - 5096

Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	629,63 zł
Numer katalogowy	5096

Opis produktu

Brzeszczoty do mikro-piły chirurgicznej oscylacyjnej Nouvag.

- szerokość części tnącej 6 mm
- głębokość brzeszczotu 16 mm
- trzpień do mocowania długości 45 mm (długość użytkowa 28 mm)
- maksymalna głębokość cięcia 13,3 mm
- grubość blaszki 0,4 mm