

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 07:33

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/brzeszczoty-do-oscylacyjnej-mikro-pily-chirurgicznej-5097-p-18.html>



Brzeszczoty do oscylacyjnej mikro-piły chirurgicznej - 5097

Cena brutto	680,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	629,63 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	5097
------------------	-------------

Opis produktu

Brzeszczoty do mikro-piły chirurgicznej oscylacyjnej Nouvag.

- szerokość części tnącej 10 mm
- głębokość brzeszczotu 16 mm
- trzpień do mocowania długości 45 mm (długość użytkowa 28 mm)
- maksymalna głębokość cięcia 13,3 mm
- grubość blaszki 0,4 mm