

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 09:23

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/brzeszczoty-do-osseo-skalpeli-5117-p-25.html>

Brzeszczoty do Osseo-skalpeli - 5117



Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	629,63 zł
Numer katalogowy	5117

Opis produktu

Brzeszczoty do Osseo - Nouvag.

- szerokość części tnącej 6 mm
- opakowanie 6 szt.
- grubość blaszki 0,4 mm