

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 07:40

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/nouvag-strauman-12y-p-58.html>

Nouvag / Strauman - 1/2Y



Cena brutto	480,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	444,44 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	32.F1023
------------------	-----------------

Opis produktu

32F1023 - na zamówienie.
- Nouvag 3000 / 7000 / MD 10
- Straumann

Dwudrożna, jałowa rurka do podawania cieczy na końcówkę mikrosilnika.
Dopasowana do mocowania w urządzeniu, z końcówką do pojemnika z płynem.

Ilość w opakowaniu: 10 szt.