

Link do produktu: <http://www.embe-dent.pl/pompa-vacuson-40-p-413.html>

Pompa Vacuson 40



Cena brutto	10 300,00 zł
Cena netto	9 537,04 zł
Numer katalogowy	4227

Opis produktu

Pompa przenośna 40U - uniwersalna.

Prosta obsługa.

Wysoka jakość.

Niezawodność i trwałość.

- Ciśnieniomierz 0-1 bar
- Regulowana wartość ssania
- Słój z urządzeniem przeciw przepiętniowym
- Uchwyty, prowadnice do mocowania akcesoriów
- Kabel zasilający 5 m
- Filtr bakteryjny
- Rurka ssąca silikonowa, $\varnothing$ 8 x 14 mm

Dodatkowe akcesoria:

- ssaki skrobakowe oraz cannulas $\varnothing$ 6/8/10/12/14 mm
- uchwyty do skrobaków
- płuczka
- orurowanie oraz uchwyt kabli
- pedał ON/OFF
- Butla 2 litry

Dane techniczne:

przepływ powietrza 40 l/min

próżnia - 0,9 bar

moc wejściowa 185 Wat

zasilanie 115/230 V, 50-60 Hz

wymiary 290 x 280 x 360 mm

masa netto 8,5 kg (bez akcesoriów)

głośność 44 dB

Uwaga. Dotyczy wszystkich produktów firmy Nouvag. Cena w złotych zależy od kursu EURO.